



ENSIAPUTARVIKKEET
**Teollisuus &
Rakennusala**



CEDERROTH

Ensiapuusasema

Cederroth Ensiapuusasema on ensiapuvarustuksen perusta.

Ensiapuuseman tuotteilla voidaan hoitaa erityyppisiä vammoja ja sen sisältö on muokattavissa vastaamaan työpaikan tarpeita ja riskejä.

- Havainnollinen
- Helppokäyttöinen
- Helppo täydentää

Cederroth Ensiapuusasema

REF 51011026

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso Ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni Ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth Huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Laastariautomaatti, sis.
Soft Laastari Beige, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick Laastariautomaatti, sis.
1 (x 45) Muovilaastari (REF 6036)
1 (x 40) Kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) Salvequick Haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth Tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



Soft Laastariautomaatti

Soft Laastari Beige on joustava ja itsekiinnittyvä laastari, antaen maksimaalisen liikkuvuuden.

Skannaa QR-koodi nähdäksesi ohjevideo Cederroth Ensiapuusemasta.



Teollisuus

Teollisuuden toimialoilla on vakavien onnettomuuksien riski. Esimerkiksi koneiden ja työvälineiden käyttö ja kemikaalien käsittely voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Työkalut ja työkoneet

Ensiapuusemasta löytyvät ensiapusiteet ja palovammataitokset erityyppisiin vammoihin sekä laastarit pienempiin haavoihin. Liikuteltava ensiapulaukku varmistaa toimintaedellytykset etäällä sattuvissa onnettomuuksissa, matkatöissä sekä työkohteissa ja muissa ajoneuvoissa.

Kemikaalit

Käsittelyprosessit ja huoltokemikaalit, konepesurit, trukkien latauspisteet ja maalit ovat mahdollisia vaaratilanteiden aiheuttajia. On tärkeää, että käytetään oikeanlaisia henkilönsuojaimia sekä onnettomuuden sattuessa neutraloivaa silmähuuhtelua välittömään ensiapuun.

Palovammat

Kuumat pinnat, kuuma vesi, höyry, tuli ja kuuma metalli voivat aiheuttaa palovammoja. Palovamman nopea jäähdyttäminen on tärkeää, jotta estetään palovammaa laajenemasta syvemmälle ihokudoksiin.

Rakennusala

Vakavan loukkaantumisen riski on kolme kertaa suurempi rakennustyömailla kuin muilla aloilla. Yleisimpiä onnettomuuksia ovat kaatumiset, sekä onnettomuudet työkalujen ja koneiden kanssa.

Koneiden ja työkalujen käyttö

Ensiapuusemista löytyvät monipuoliset tarvikkeet erityyppisiin vammoihin. Mukaan otettava ensiapupakki varmistaa riittävät toimintaedellytykset työmaalla sattuvissa onnettomuuksissa. Ensiapulaukut ovat tarpeen myös työkohteissa ja muissa ajoneuvoissa.

Kemikaalit

Välitön silmänhuuhtelu on ratkaisevan tärkeää onnettomuuden sattuessa. Cederrothin puskuroidulla silmänhuuhtelunesteellä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin. Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhtella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaattiton.

Palovammat

Hitsaustöissä on riski palovammoihin. Jos juoksevaa vettä ei ole saatavilla, suosittelemme jäähdyttäviä palovammatuotteita.

CEDERROTH

Silmänhuuhteluasema



Puskuroitu huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmät!

Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti silmän pH-arvoon, ts. sillä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi lopputulos kuin tavallisella keittosuolaliuksella. # Silmänhuuhtelunesteen säilyvyysaika on 4,5 vuotta.

Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhtella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaattiton.

Muotoiltu huuhtelukuppi ohjaanesteen suoraan silmään ilman tarpeetonta valumista

Huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän auki huuhtelun aikana. Huuhtelukuppi on läpikuultava, joten kollega näkee, pysyykö silmä auki.



Neutraloiva vaikutus#



**Cederroth Silmänhuuhteluasema
REF 721500**

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth Silmänhuuhtelupullo à 500 ml (REF 725200)
- 1 Salvequick Laastariautomaatti, sis.
- 1 (x 45) Muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Kangaslaastari (REF 6444)
- 1 Silmänhuuhteluohje
- 1 Laastariautomaatin avain



Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.

CEDERROTH

Silmänhuuhtelu



**Cederroth Silmänhuuhtelukaappi
REF 51011040**

Kompakti pölyltä ja vedeltä suojaava silmänhuuhtelukaappi, jossa on kaksi Cederroth Silmänhuuhtelupulloa. Sopii helposti pieniinkin tiloihin. Läpinäkyvä kansi antaa hyvän näkyvyyden. Silmänhuuhtelupullo avautuu, kun kierrät sen irti telineestä. Voit aloittaa huuhtelun välittömästi.

Sisältö: 2 x 500 ml Cederroth Silmänhuuhtelu (725200) ja ohjekilpi.
Mitat: L 19 x K 30 x S 9 cm.



**Cederroth Silmänhuuhtelu
REF 725200**

2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. Säilyvyys 4,5 vuotta



**Cederroth Lämpökaappi
REF 790400**

Lämpökaappi on tarkoitettu kahden Cederroth silmänhuuhtelupullon säilyttämiseen kylmissä olosuhteissa. Kaappi pitää silmänhuuhtelunesteen lämpötilan +20°C:ssa ympäristön lämpötilaan -20°C asti. Toimii automaattisesti sekä 12 että 24 V:n jännitteellä ilman lisävarustusta (muuntajalla 230V). Pistoke auton tai kuorma-auton tupakansytyttimelle. Varustettu jännitevahdilla. Silmänhuuhtelupullot tilattava erikseen.
Mitat: L 28 x K 32 x S 13 cm.



**Cederroth Silmänhuuhtelu,
Taskukoko, REF 7221**

235 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. Säilyvyysaika 4,5 vuotta.

**Vyökotelo
REF 720300**

Vyökotelo taskukokoiselle Cederroth silmänhuuhtelupullolle.

* Cederroth Ensiapuasemien- ja automaattien vihreä muovi on valmistettu vähintään 85 % kierrätetystä muovista ja Cederroth Silmänhuuhtelukaapin vähintään 64% kierrätetystä muovista.

CEDERROTH

Ensiapupakki X-Large

Kovamuovista valmistettu lujatekoinen ja kestävä pakki suojaa tuotteet iskulta, pölyltä ja kosteudelta. Pakin ulkokannessa on laastariautomaatti. Tuotteet kuten käsiineet, sakset ja elvytysuoja on sijoitettu pakin sisäkanteen. Lokerikon punaiset tarrat ilmaisevat, kun tuote on lopussa ja täydennystä tarvitaan. Huomiovärien ansiosta pakin havaitsee jo kaukaa. Tilaa silmänhuuhtelupullolle tai omille tuotevalinnoille.



Laastari-
automaatti
kannessa



reddot design award
winner 2016

Ensiapupakki X-Large

REF 390103

Mitat: L 42 X K 30 X S 12 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso Ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni Ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick Muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick Kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick Haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 2 Soft Laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Huuhteluspray (REF 726000)
- 2 Elastinen Tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 3 Metalloitu Haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Salvequick Cold Pack Kylmäpussi (REF 219600)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Paria suojakäsineitä (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo



Seinäteline
REF 51000008

Cederroth ensiaputuotteiden avulla kuka tahansa voi antaa ensiapua. Tuotteet on suunniteltu yksinkertaisiksi ja niissä on selkeät ohjeet. Siksi niitä voivat käyttää kaikki, kaikkialla ja kaikissa yhteyksissä.



CEDERROTH

Ensiapulaukku Large

Mukaan otettava hyvin varusteltu ensiapulaukku, jonka kulutusta ja kosteutta kestävä materiaali suojaa tuotteita liialta ja pölyltä. Kätevä kantokahva. Tuotteet ovat helposti nähtävillä läpinäkyvien muovitaskujen läpi ja nopeasti löydettävissä silloin, kun jokainen sekunti ratkaisee. Tilaa omia tuotevalintoja varten.



Cederroth Ensiapulaukku Large

REF 390102

Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso Ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni Ensiapuside (REF 1911)
- 2 Metalloitu Haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 20 Salvequick Laastari (REF 1880)
- 1 Soft Laastari 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick Haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Elastinen Tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojakäsineitä (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo

Lisävaruste: Seinäteline (REF 190400)



CEDERROTH

Palovammalaukku

Mukaan otettava laukku palovammojen ensiapuun. Jäähdyttävät ja kipua lievittävät palovammatuotteet ensimmäisen ja toisen asteen palovammoihin. Palovammataitoksia on kolmea eri kokoa, sisältäen ison 30 x 40 cm taitoksen/kasvomaskin. Palovammalaukku soveltuu työpaikoille, joissa palovammojen riski on suuri, kuten avotuli, kuumia pintoja, uuneja, kuumia höyryjä ja nesteitä.



Cederroth Palovammalaukku

REF 51011013

Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 1 Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth 4-in-1 iso Ensiapuside (REF 1910)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 6 Sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
- 2 Paria suojakäsineitä
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Palovammojen hoito-ohje

Lisävaruste: Seinäteline (REF 190400)



CEDERROTH

Soft Laastariautomaatti



- Helppo asettaa seinälle ensiapupisteen yhteyteen
- Soft Laastari on nopeasti ja helposti saatavilla
- Selkeät ohjeet
- Integroitu leikkuuterä helpottaa käyttöä
- Sisältää Cederroth Soft Laastari Sininen, 6cm x 4,5m

Cederroth Soft Laastariautomaatti
REF 51011024

Mitat: L 9 x K 16 x S 16 cm

I Cederroth Soft Laastari Sininen 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)

Cederroth Soft Laastari

- Sopii kaikille pienille haavoille riippumatta kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy paikoillaan jopa vedessä
- Itsekiinnittyvä ja liimaton. Ei tartu kiinni ihoon tai ihokarvoihin



Cederroth Soft Laastari Beige
6 cm x 4,5m, REF 51011020

Alkuperäinen & huomaamaton

Alkuperäinen väri. Helppo havaita, jos laastari on likainen tai haava vuotaa.



Cederroth Soft Laastari Musta
6 cm x 4,5m, REF 51011021

Raskas teollisuus & likainen ympäristö

Musta väri peittää lian tai öljytahrojen näkymisen siteen pinnalla. Haastaviin työympäristöihin.



Cederroth Soft Laastari Sininen
6 cm x 4,5m, REF 51011010

Hyvä näkyvyys

Sininen väri on helppo havaita.

CEDERROTH

Haavanhoitoautomaatti

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen.

Sisältää itsekiinnittyvän Soft Laastari Sinisen, joka pysyy paikoillaan jopa vedessä.



Cederroth Haavanhoitoautomaatti

REF 51011006

Mitat: L 31 x S 20 x K 16 cm

- I (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- I Cederroth Soft Laastari Sininen, 4,5 m (REF 51011010)
- I (x 40) Salvequick Kangaslaastari (REF 6444)
- I (x 45) Salvequick Muovilaastari (REF 6036)
- I (x 21) Salvequick Iso Kangaslaastari (REF 6470)
- I Avain



Haavapyyhkeet
40 kpl

Integroitu Soft Laastariannostelija
4,5 m rullalla

3 laastariviuhkaa
Kestävät pidempään

* Cederroth Ensiapuasemien- ja automaattien vihreä muovi on valmistettu vähintään 85 % kierrätetystä muovista.

Täydennystuotteet



Cederroth Soft Laastari Beige
6 cm x 2 m, REF 51011019

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari, joka on helppo leikata sopivan kokoiseksi. Sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin ja pysyy paikallaan lämmöstä, kylmyydestä, kosteudesta tai kuivuudesta riippumatta. Täydennystuote Ensiapuasemaan.



Cederroth Soft Laastari Beige
3 cm x 4,5 m, REF 51011018

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari, joka ei tartu kiinni haavaan tai ioharvoihin. Soveltuu erityisesti sormille ja varpaille tai pieniin haavoihin.



Cederroth 4-in-1 iso Ensiapuside
REF 1910

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen: paineside runsaasti vuotaviin haavoihin. Peiteside pintahaavoihin. Palovammaside haavastävällisen pintakerroksen ansiosta. Tilapäinen tukiside. Tuotepakkaukseen on painettu selkeät käyttöohjeet.



Cederroth 4-in-1 pieni Ensiapuside
REF 1911

Steriili yleisside, joka sopii erityisesti sormille ja varpaille. Tuotepakkaukseen on painettu selkeät käyttöohjeet.



Cederroth Burn Gel palovammataitos
10 x 10 cm, REF 901900

Palovammataitos viilentää nopeasti ja lieventää tehokkaasti kipua palovammoissa ja auringonpolttamissa. Viilentää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi.



Cederroth Burn Gel 100ml
REF 51011005

Vesiliukoinen hydrogeeli pienempiin palovammoihin, syöpymiin, auringonpolttamiin ja säteilyvaurioihin. Viilentää ja rauhoittaa ihoa. Helppo annostella tarvittava määrä ja voidaan käyttää useita kertoja.



Cederroth Huuhteluspray
REF 726000

Spray pölyn ja lian puhdistamiseen ja huuhteluun haavoista ja silmistä. Spray tulee tasaisena suihkeena ja pullo sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta. Voidaan käyttää useita kertoja ja säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka. Säilyvyys 5 vuotta.



Cederroth Tartuntasuojapakkaus
REF 2596

Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilanteissa. Sisältää elvytysuojan, 2 paria suojakäsineitä ja 2 kpl Cederroth käsien puhdistuspyyhkeitä.



Salvequick Haavapyyhe 20 kpl
REF 323700

Fysiologinen keittosuolaliuos, yksittäispakattu. Täyttöpakkaus Ensiapuasemaan.



Salvequick Haavapyyhe 40 kpl
REF 3227

Fysiologinen keittosuolaliuos, yksittäispakattu. Täyttöpakkaus Haavanhoitoautomaattiin.



Cederroth Täydennyspakkaus Ensiapuasemaan
REF 51011039

- 2 Cederroth iso Ensiapuside 4-in-1 (REF 1910)
- 3 Cederroth pieni Ensiapuside 4-in-1 (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel palovammataitokset (REF 901900)
- 1 Cederroth Huuhteluspray (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Laastari Beige 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Cederroth Tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 (x 20) Salvequick Haavapyyhkeet (REF 323700)
- 1 (x 45) Salvequick Muovilaastarit (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick Kangaslaastarit (REF 6444)
- 1 Avain

CEDERROTH Opastekilvet

Kovamuovista valmistettu jälkivalaiseva kilpi. Latautuu päivänvalossa tai keinovalossa ja hehkuu pimeässä. Käytetään joko yksipuoleisena tai seinäpidikkeen avulla kaksipuoleisena. Mitat: 20 x 20 cm.



Risti
REF 1738



Nuoli
REF 1735



Silmänhuuhtelu
REF 1740

Seinäpidike, REF 1750

Itsekiinnittyvä muovinen seinäpidike opastekilvelle.

SALVEQUICK

Laastariautomaatti



Salvequick laastariautomaatissa laastarit vedetään alaspäin. Näin vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. Salvequick laastariautomaatti eri laastari- vaihtoehtoineen on helppokäyttöinen ratkaisu työpaikalle. Laastarit ovat aina saatavilla ja käyttövalmiina.

Salvequick Laastariautomaatti, REF 490700

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

I (x 40) Salvequick Kangaslaastari (REF 6444)
I (x 45) Salvequick Muovilaastari (REF 6036)
I Avain



Salvequick Muovilaastari REF 6036

Täydennyspakkaus sisältää 45 laastaria
(27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.



Salvequick Kangaslaastari REF 6444

Täydennyspakkaus sisältää 40 laastaria
(24 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.



Salvequick Iso Kangaslaastari REF 6470

Täydennyspakkaus sisältää 21 laastaria
(14 kpl 80 x 30 mm ja 7 kpl 80 x 60 mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.



Salvequick Sormenpääläästari REF 6454

Täydennyspakkaus sisältää 15 laastaria
(87 x 56 (23) mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.

SALVEQUICK

X-Ray Jäljitettävä Laastari

X-Ray Jäljitettävä Laastari on suunniteltu erityisesti käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Laastarit ovat röntgenlaitteella ja metallinpaljastimella havaittavia.



Uutuus!

Salvequick X-Ray Jäljitettävä Laastariautomaatti

REF 510003295

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

2 (x 30) X-Ray Jäljitettävä Laastari
(REF 510003320)

I Avain



Salvequick X-Ray Jäljitettävä laastari, REF 510003320

Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria
(18 kpl 72x19 mm ja 12 kpl 72x25 mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.



Vihreästä entistä vihreämpää

*Ensiapuasemien- ja automaattien vihreä muovi on valmistettu vähintään 85 % kierrätetystä muovista. Käytämme vanhojen jääkaappien osia ja annamme niille uuden elämän ensiaputuotteina. Näin saamme 90 % pienemmät hiilidioksidipäästöt verrattuna uuden muovin tuotantoon. Samaan aikaan tuotteiden ulkopakkaukset on valmistettu 90 % kierrätetystä pahvista.

Jälleenmyyjä:



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden, Tel +46 (0)8 590 963 25. firstaid@cederroth.com www.cederroth.com